

スレッドリフト

安全性の高い医療用の溶ける糸を皮下に挿入することで、メスを使わずにたるみを引き上げる、切らないたるみ治療です。糸の挿入口は小さな針穴のみ。切開など外科的処置の必要がないため外科手術に抵抗がある方へもおすすめできる治療法です。当院のスレッドリフトは、形状、素材が異なるスレッド(糸)の中から、患者様の症状や肌質に合わせてご提案いたします。



効果

フェイスラインの引き上げ

頬・口元のたるみ改善

ほうれい線・マリオネットライン改善

小顔効果

たるみ予防

コラーゲン増勢で肌質アップ

特長

一人ひとりに合わせ、最適な挿入方法をデザインする独自メソッド

スレッドリフトは、デザインや糸の挿入方法で仕上がりに大きな差が出ます。

また狙い通りに糸を挿入するためには高度なテクニックも必要とされます。当院では、皮膚、筋肉、骨格の構造を熟知した医師が、豊富な症例をもとに、より効果の出る挿入方法を研究し、独自のスレッドメソッドを確立してきました。

スレッドリフトは、独自メソッドを習得した経験豊富な医師のみが施術を行います。

糸の選定

挿入本数

挿入デザイン

挿入位置

安全性の高い医療用の“溶ける糸”を複数ご用意

スレッドリフト用のスレッド(糸)は、糸の材質やコグ(トゲ)の形状によって様々な種類が存在しますが、スレッドリフトでは、体内で分解吸収される“溶ける糸”のみを採用していますので、体内に異物が残留するリスクなく安心して受けていただけます。

【使用する糸の種類と特長】

持続力、引き上げ効果、ダウンタイムの少なさを考慮して様々な種類のスレッドの中から、以下のスレッドを採用しています。

糸の名称	糸の材質	糸の形状	コグの形状	針先の特徴	溶けるまでの期間	効果		ダウンタイム	注入本数目安
						引き上げ	肌引き締めハリ・弾力UP		
N-cog	PDO	360°多方向コグ付糸	カッティングタイプ	鈍針	約6カ月	○	◎	低	5~10本
アンカープラス	PDO	非加熱成形ダブルコグ付糸	モールディングタイプ	鈍針	約6-8カ月	◎	◎	低	4~6本
Zリフト	PLA	360°多方向コグ付糸	カッティングタイプ	鈍針	約2年	○	○	低	4~8本
ショッピングリフト	PDO	コグなし糸	—	鋭針	約10カ月	△	◎	中~高	30~100本

うれしい肌質改善効果

糸が吸収される過程で継続的に皮膚の代謝や血行を改善することで、**コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸などの合成を促進**し、肌にハリ、弾力も生まれます。

外科的手術不要、傷跡なし

切開・縫合などの外科的処置を行わずに、簡単にリフトアップすることができます。**糸を埋め込むための挿入口は小さな針穴のみ**※のため、傷跡も目立ちません。

カニューレによる挿入※で傷跡が目立たず、ダウンタイムも最少

皮下に糸を挿入する際には、カニューレという先端が丸くなった器具を用いるため、**内出血や腫れ**のリスクがほとんどありません。糸が内蔵されたカニューレを挿入し、カニューレを引き抜くと糸だけが皮膚の中に残る仕組みのため、挿入口はごくわずかで傷跡も目立ちません。

※カニューレタイプ(鈍針)の場合



0.5mmのシャープペンシルの芯との比較




施術直後の糸の挿入口

糸の挿入方法

※ショッピングリフトは挿入補法が異なります。

①糸が内蔵されたカニューレを挿入



②カニューレを引き抜く(糸だけが皮膚の中に残ります)



③皮膚から出ている糸をカット



施術の流れ

- 診察** 医師が診察を行い、症状やお肌状態を拝見して挿入デザイン・糸の種類・施術本数を決定します。
- 洗顔** クレンジングと洗顔を行い、メイクや皮脂などを十分に落とさせていただきます。
- 撮影** 術前のお写真を撮影します。
- マーキング** 糸を挿入する箇所あの細かいデザインをマーキングします。
- 局所麻酔** 麻酔の注射を極細の針で行います。
- 処置** デザイン通りに糸を挿入していきます。
- 保護** 糸の挿入口へ薬を塗布し、ハイドロコロイドで保護します。
- 施術終了** 糸の挿入口以外は当日からメイクが可能です。

施術ベース

糸は肌内部で半年~2年かけて徐々に吸収されていきます。(糸の種類によって異なります)

定期的に追加処置を行うことで、リフトアップ効果が維持されます。追加処置や、新しい部位の処置は1ヵ月経過し、診察後から可能です。

施術料金

●スレッドリフト

糸の種類	本数	施術時間※1	料金
N-cog	4本	約15分	88,000円
	10本	約30分	220,000円
アンカープラス	4本	約15分	132,000円
	6本	約20分	176,000円
Zリフト	4本	約15分	154,000円
	6本	約20分	209,000円

[オプション] N-cog 1本追加 22,000円 / Zリフト2本追加 77,000円

※1 別途、麻酔時間

- ・別途麻酔代 1,100円~3,300円
- ・別途内服代 1,800円
- ・当院は全て税込価格表記となります。

●ショッピングリフト

(顔全体)

本数	施術時間※1	正規料金	リピート/他スレッド併用時※2
30本	約20分	—	100,100円
100本	約45分	330,000円	308,000円
追加10本ごと	—	29,700円	29,700円

(あご下(フェイスライン)/口元(マリオネットライン))

本数	施術時間※1	正規料金	リピート/他スレッド併用時※2
40本	約20分	151,800円	129,800円
追加10本ごと	—	29,700円	29,700円

※1 別途、麻酔時間

※2 リピート/他スレッド併用時:8ヵ月以内にショッピングリフトもしくは他のスレッドリフトを受けられたことのある方、もしくは他スレッドと併用する場合の料金です。

- ・別途麻酔代 1,100円
- ・別途内服代 900円
- ・当院は全て税込価格表記となります。

禁忌事項

- 重度の基礎疾患、血液疾患、自己免疫疾患のある方。
- 妊娠中・授乳中の方。
- 皮膚に炎症のある方、ケロイド体質の方、極度に皮膚が敏感な方。
- 使用成分(ステンレス、PLA、PDO、PCL)にアレルギー既往のある方。

注意確認事項

- 施術後すぐにリフトアップ効果があらわれず、施術直後はむくみ、腫れ感、軽度の赤み、痛み、内出血が出ることがありますが、数日~2週間程度でおさまります。
- 副症状として、触れて分かる若干の凹凸感、ひきつれ感、表情を作った時の何かしらの違和感といった自覚症状は、数日~長い方は1ヵ月程度残る場合がありますが、糸が肌に馴染むにつれ解消されていくケースがほとんどです。糸が馴染むまでは糸が埋入された部位を強く触る、マッサージを受ける、口を大きくあける等の行為は避けて下さい。また、歯科受診などは1ヵ月ほどお控え下さい。
- 洗顔は当日から可能です。メイクは糸挿入口以外であれば当日から可能です。糸挿入口へのメイクは当日~3日間は控えてください。
- 施術当日の入浴、激しい運動、アルコールの摂取は避けて下さい(シャワー浴は可)。
- 糸挿入口に貼りましたハイドロコロイドは、3日間剥がれないように貼布したままにさせていただきますので、洗顔時などは擦らないように注意してください。はがれた場合は新しいものに貼り換えてください。
- 針刺し跡がごく稀に瘢痕化することがあります。
- 清潔な状態で施術を行っておりますが、術後感染症を起こす可能性はゼロではありません。発生時はクリニックへご連絡ください。
- 創傷処置の為、術後に感染症のリスクがございます。万が一、赤み、痛み、腫れ等の症状が通常のダウンタイム以上に出現した場合はクリニックへご連絡ください。
- ダウンタイムによっては、施術から2週間後に診察が必要となる場合があります。
- 上記の症状や施術効果、期間には個人差があるため、おおよその目安となります。
- 内服の種類によっては施術が行えない可能性がございますので事前にお申し出ください。